




ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL

CV200

Innovación y precisión en electrocardiografía digital.



LO MAS PRACTICO

- Trabaja con cualquier PC o laptop.
- Incluye programa para ECG de Reposo.
- Excelente calidad de registro
- Sin usar papel termo sensible
- Infomes listos para entregar
- Envios de estudios via Internet.

IDEAL PARA

- Laboratorios de diagnóstico
- Consultorios y clinicas
- Medicina Laboral
- Interpretación remota



ECG DIGITAL

CV200 se utiliza en cualquier computadora o laptop junto con el programa CardioSW-RestECG.

- Conexión USB
- Sin baterías
- 12 derivaciones simultáneas
- Calidad digital con filtros para eliminar interferencias
- Precisión de 16 bits
- Frecuencia de 1000 Hz



CARDIOSW-RETECG

Programa incluido para la realización e interpretación de ECG en reposo.

- Base de datos de pacientes
- Registro en un solo paso
- Mediciones automáticas
- Interpretación automática editable
- Informes de alta calidad con firma digital
- Preparado para operar en red.



RED MEDLINKNET

Servicio de Red para el Envío de Exámenes a Través de Internet Disponible

- Facilita la sincronización de estudios de manera remota.
- Permite operar de forma eficiente una red de interpretación de electrocardiogramas.
- Respalda todos los estudios
- Acelera la entrega de resultados.



Distribuido por

Mediventa

www.mediventa.com




Cardio SW

Rest ECG

Sistema para Interpretación de ECG

Una Solución Integral



Conexión con ECG digitales

CardioSW ofrece compatibilidad con los ECG CV200 a través de conexión USB y con el ICV1200 mediante Bluetooth inalámbrico, permitiéndole elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.





Funciones Avanzadas

- Registro y manejo de pacientes
- Toma de examen en 1 solo paso
- Presentación del ECG en diferentes formatos
- Reimpresión de estudios con ajuste de escalas
- Mediciones automáticas
- Auto interpretación opcional
- Impresión en PDF
- Acceso a Red MedLinkNet
- Trabajo con Doctores vía remota.



Principales ventajas

- Examen al menor costo
- Sin gasto de papel termo sensible
- Rápido y fácil de usar
- Automatización completa del proceso desde la toma del examen hasta la entrega de los resultados
- Informes de alta calidad incluyen firma de médico responsable.
- Respaldo en nube de todos los estudios,



Cómo funciona ?



TOME DEL ESTUDIO
EN 1 SOLO PASO



SUBA EL ECG A
MEDLINKNET CLOUD



EL DOCTOR
COMPLETA INFORME
VIA REMOTA



UD. RECIBE Y
ENTREGA INFORME
COMPLETO