



Spirolab® Bluetooth®

Pantalla táctil de 7 pulgadas
Espirómetro portátil con oximetría opcional
todo en uno

Comunicación en tiempo real Wireless al PC vía Bluetooth®

Base de datos de hasta 10,000 exámenes espirométricos
o 900 horas de registro de la oximetría registrada
conjuntamente con potentes y flexibles servicios de búsqueda

Rápida y silenciosa impresora interna con formatos
de impresión configurables

Batería recargable de alta duración

Cada función puede ser activada median-
te un simple toque en la intuitiva barra de
menú siempre presente en la pantalla



Siempre incluye:

- ✓ Maletín de transporte elegante y robusto
- ✓ Software Winspiro PRO® PC
con actualizaciones gratuitas



Funciones opcionales disponibles:

Oximetría con sensor adulto o pediátrico



Disponible tanto con el sensor de turbina DESECHABLE
como REUSABLE



Pruebas de espirometría: FVC, VC, IVC, MVV, Comparación de
PRE/POST Broncodilatador con un amplio rango de parámetros
seleccionables



Conexión directa a impresora USB externa



Patente exclusiva de MIR:

El sistema de incentivo Pediátrico
mostrado directamente sobre la pantalla,
ayuda a conseguir la colaboración
del paciente durante la prueba de
Espirometría

Parámetros de Espirometría

FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75,
FEF25-75, FEF75-85, Edad Pulmonar, Extrap. Volumen, FET,
Tiempo a PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC,
FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FEV1/
PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50,
FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI,
tE/tTOT, MVV (medido), MVV (calculado)

Parámetros de Oximetría (Opcional)

%SpO2 y Ritmo e Pulso (Min, Max, Promedio), Duración de la
prueba, Eventos Totales de SpO2, T90% (SpO2 tiempo ≤89%),
T89% (SpO2 tiempo ≤88%), T40 (Duración de Bradicardia con
pulso <40 PPM), T120 (Duración de Taquicardia con pulso >120
PPM)